



ANCA-assoziierte Vaskulitiden

Umfassendes Portfolio für die serologische Diagnostik

IIFT

Such- und Differenzierungstests für die Bestimmung von cANCA und pANCA in Form von Granulocysten-Mosaiken

ELISA

Monospezifische und quantitative Bestätigungstests für Autoantikörper gegen PR3, MPO und GBM

ChLIA

Vollautomatische Abarbeitung mit höchster Geschwindigkeit und Random Access


Blot

Multiplextests für den monospezifischen Nachweis von Antikörpern gegen PR3, MPO und GBM mit einem Teststreifen



Produktübersicht zur Bestimmung von ANCA

Indirekte Immunfluoreszenz (IIFT)



Bestell-Nr.	Substrat
FA 1200-####	Ethanol-fixierte Granulocyten
FA 1201-####	Formalin-fixierte Granulocyten
FA 1201-####-2	Ethanol-fixierte Granulocyten, Formalin-fixierte Granulocyten
FA 1201-####-13	Ethanol-fixierte Granulocyten, Formalin-fixierte Granulocyten, HEp-2-Zellen + Granulocyten
FA 1201-####-25	Ethanol-fixierte Granulocyten, Formalin-fixierte Granulocyten, HEp-2-Zellen + Granulocyten, hochgereinigte Antigendots: PR3-, MPO- und GBM-EUROPLUS
FA 1201-####-32	Ethanol-fixierte Granulocyten, Formalin-fixierte Granulocyten, HEp-2-Zellen + Granulocyten, hochgereinigte Antigendots: PR3- und MPO-EUROPLUS

ELISA



Bestell-Nr.	Substrat
EA 1201-9601-2 G	PR3-beschichtete Mikrotitergefäße
EA 1211-9601 G	MPO-beschichtete Mikrotitergefäße
EA 1251-9601 G	GBM-beschichtete Mikrotitergefäße
EA 1200-1208-1 G	Separat beschichtete Mikrotitergefäße: PR3, MPO, Elastase, Kathepsin G, BPI, Laktoterrin

ChLIA*



Bestell-Nr.	Substrat	Kontrollset
LA 1201-10010 G	PR3-beschichtete Magnetpartikel	LR 1201-20210 G
IS-AI1702II		IS-AI1730
LA 1211-10010 G**	MPO-beschichtete Magnetpartikel	LR 1211-20210 G
IS-AI1701		IS-AI1730
LA 1251-10010 G	GBM-beschichtete Magnetpartikel	LR 1251-20210 G
IS-AI1703		IS-AI1730

* Die Abarbeitung aller ChLIAs erfolgt automatisiert mit dem IDS-i10 oder dem IDS-iSYS Multi-Discipline Automated System. Die hierfür erforderlichen produkt- bzw. chargenspezifischen Informationen werden je nach Testsatz über eine Mini-CD oder eine RFID-Karte zur Verfügung gestellt.

** Bald erhältlich

Immunblot



Bestell-Nr.	Substrat
DL 1200-####-2 G	Teststreifen mit separater PR3- und MPO-Beschichtung
DL 1200-####-3 G	Teststreifen mit separater PR3-, MPO- und GBM-Beschichtung

Produkte hergestellt von EUROIMMUN (Bestell-Nr. beginnend mit FA, EA, LA/LR oder DL) oder IDS (Bestell-Nr. beginnend mit IS). Die Bewertung des regulatorischen Status der Produkte und die Auslegung ihrer Zweckbestimmung haben im jeweils geltenden Rechtsrahmen zu erfolgen. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen sowie Auskünfte zur Produktverfügbarkeit.

Weitere Informationen und Produkte finden Sie auf
www.euroimmun.de/vaskulitis

